

DAGELIJKS GEBRUIK
DAGLENZEN















INSTRUCTIE-
BOEKJE VOOR
LENSDRAGERS

ACUVUE®
BRAND CONTACT LENSES

THE LENS THAT
CHANGES
Everything™

CE
0086

Dit instructieboekje voor lensdragers heeft betrekking op de volgende contactlenzen van het merk ACUVUE[®] die afzonderlijk worden vermeld in **Tabel 1** hieronder, en worden als zodanig aangeduid tenzij anders vermeld.

Tabel 1	Beoogd gebruik en draag-schema		
	Dagelijks gebruik - Eenmalig gebruik	Binnenste-buiten-indicator	Oplossing in de verpakking
ACUVUE [®] sferische daglenzen voor eenmalig gebruik - met tint en UV-filter			
1-DAY ACUVUE [®] -contactlenzen			1
1-DAY ACUVUE [®] MOIST -contactlenzen			3
1-DAY ACUVUE [®] TruEye [®] -contactlenzen 4			2
1-DAY ACUVUE [®] DEFINE [™] -contactlenzen met LACREON [®]			3
ACUVUE [®] OASYS [®] -contactlenzen HydraLuxe [™] 4			2
ACUVUE [®] for ASTIGMATISM-daglenzen voor eenmalig gebruik- met tint en UV-filter			
1-DAY ACUVUE [®] MOIST for ASTIGMATISM -contactlenzen			3
1-DAY ACUVUE [®] for ASTIGMATISM -contactlenzen			1
ACUVUE OASYS [®] for ASTIGMATISM met HydraLuxe [™] -contactlenzen 4			2
ACUVUE [®] daglenzen voor Presbyopie - met zichtbaarheid tint en UV-filter			
1-DAY ACUVUE [®] MOIST Multifocal -contactlenzen			3

Oplossing in de verpakking:

- 1** Gebufferde zoutoplossing.
- 2** Gebufferde zoutoplossing met methylethercellulose.
- 3** Gebufferde zoutoplossing met povidone.

Materiaal

- 4** Lensmateriaal bevat silicone en voldoet aan de UV klasse 1 normen met een doorlaatbaarheid van minder dan 1% UVB (280-315nm) en 10% UVA (316-380nm) straling. Alle andere ACUVUE[®] producten voldoen aan de UV klasse 2 normen met een doorlaatbaarheid van minder dan 5% UVB en 50% UVA straling.

Op het etiket of de verpakking van uw ACUVUE®-contactlenzen kunnen de volgende symbolen voorkomen.

Symbol	Definitie
 	Raadpleeg instructieboekje
	Gefabriceerd door of in
	Productiedatum
	Te gebruiken voor (houdbaarheidsdatum)
	Partijnummer
	Steriel door stoom of hete lucht
	Geschikt voor eenmalig gebruik
DIA	Diameter
BC	Basiskromming
D	Dioptrie (lenssterkte)
CYL	Cilindersterkte
AXIS	As
MAX ADD	Hoogste nabij additie welke kan worden gecorrigeerd
LOW	"Low" addities (+0.75 tot en met +1.25 ADD)
MID	"Mid" addities (+1.50 tot en met +1.75 ADD)

Symbol	Definitie
HGH	"High" addities (+2.00 tot en met +2.50 ADD)
SH	NATURAL SHIMMER™
SP	NATURAL SPARKLE™
N	NATURAL SHINE™
	Kwaliteitswaarborg
 	UV-filter
	Verwijderingsbijdrage
	LET OP: FEDERALE WETTEN IN DE V.S. bepalen dat dit product uitsluitend mag worden verkocht door of op verzoek van een gediplomeerd contactlensspecialist of optometrist
	Juiste plaatsing lens
	Onjuiste plaatsing lens (binnenstebuiten)
	Aanduiding voor houders en verpakkingen van papier
	Aanduiding voor samengestelde materialen

Inhoud

Inleiding	5
Gebruiksvoorschrift.....	6
Draagschema.....	7
Contra-indicaties.....	7
Waarschuwingen - wat u moet weten over het dragen van contactlenzen	8
Bijwerkingen	9
Veiligheidscontrole.....	10
Een schone handelswijze	11
De verpakking van de lens	12
Het inzetten van uw lenzen.....	13
De lens op uw oog plaatsen	14
De lens centreren	15
Het verzorgen van een plakkende (niet-bewegende) lens.....	16
Het verzorgen van een uitgedroogde (gedehydrateerde) contactlens.....	16
Uw lenzen uitnemen	16
In het geval dat uw lenzen op zijn.....	17
Instructies voor de Presbyope drager (Monovision en Multifocaal).....	18
Overige belangrijke informatie	19
Samenvatting.....	21
Bijwerkingen rapporteren	22
Uw voorschrift.....	22

Inleiding

Onze hartelijke gelukwensen. U hebt zich gevoegd bij duizenden anderen wereldwijd die genieten van het comfort en gemak van ACUVUE®-contactlenzen van Johnson & Johnson Vision Care, de meest vooraanstaande fabrikant van contactlenzen ter wereld.

ACUVUE®-contactlenzen zijn zacht, dun en flexibel. Hierdoor zijn ze direct vanaf het begin comfortabel en laten ze zuurstof door zodat uw ogen fris en gezond blijven. Zij bevatten ook een UV filter om het oog bescherming te bieden tegen schadelijke UV straling.

Er was een doorbraak in fabricagetechnologie nodig om een lens te kunnen maken met de kwaliteit van ACUVUE®-contactlenzen tegen zodanig lage kosten dat het mogelijk is de lenzen dagelijks te vervangen.

Net als alle andere contactlenzen zijn ACUVUE®-contactlenzen medische hulpmiddelen. De voortdurende ondersteuning van uw contactlensspecialist voor regelmatige controle van uw ogen is essentieel voor de bescherming van uw gezondheid en uw gezichtsvermogen op de lange termijn. Bij daglenzen voor eenmalig gebruik hebt u geen reinigings- en desinfecteervloeistoffen nodig.

U doet elke ochtend een nieuw paar in, en gooit de lenzen's avonds weer weg.

Gebruiksaanwijzing

ACUVUE®-sferische daglenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor dagelijks gebruik voor de optische correctie van refractieve afwijkingen, myopie (bijziendheid) en hyperopie (verziendheid) bij personen met gezonde ogen met een astigmatisme van 1.00D of minder.

1-DAY ACUVUE® DEFINE® contactlenzen met LACREON® zijn ook bedoeld om het uiterlijk van het oog te veranderen en/of te verbeteren.

ACUVUE® voor ASTIGMATISME-daglenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor dagelijks gebruik voor de optische correctie van refractieve afwijkingen, myopie (bijziendheid) en hyperopie (verziendheid) bij personen met gezonde ogen.

ACUVUE® daglenzen voor PRESBYOPIE zijn bedoeld voor dagelijks gebruik en voor de optische correctie van het verte- en nabijzicht van presbyope mensen met gezonde ogen en een astigmatisme van 0.75D of minder.

WAARSCHUWING: ACUVUE®-daglenzen voor eenmalig gebruik bevatten een UV-filter om uw hoornvlies en ogen te helpen beschermen tegen schadelijke UV-straling. UV-absorberende contactlenzen zijn **GEEN** vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals een UV-absorberende ski- of zonnebril, aangezien ze het oog en het gebied eromheen niet volledig bedekken. U moet UV-absorberende brillen blijven dragen zoals aangegeven.

Opmerking:

Langdurige blootstelling aan UV-straling is een van de risicofactoren voor het ontstaan van staar. Het blootstellingsniveau is afhankelijk van een aantal factoren, zoals omgevingsfactoren (hoogte, geografische locatie, bewolking) en persoonlijke factoren (soort en duur van activiteiten in de buitenlucht). Contactlenzen met UV-filter helpen uw ogen te beschermen tegen schadelijke UV-straling. Tot dusverre zijn er echter geen klinische onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat het dragen van contactlenzen met UV-filter het risico op het ontstaan van staar of andere oogziekten vermindert. Raadpleeg uw contactlensspecialist voor meer informatie.

Draagschema

Uw contactlensspecialist dient te bepalen wat het juiste draagschema is, op basis van uw historie en oogonderzoek.

Overdag dragen - daglenzen

Alle ACUVUE®-daglenzen voor eenmalig gebruik, voorgeschreven voor dagelijks gebruik – Eenmalig gebruik (minder dan 24 uur gebruik, niet tijdens het slapen) – zijn bedoeld als daglenzen voor eenmalig gebruik en moeten na het uitnemen worden weggegooid.

1-DAY ACUVUE® TruEye® contactlenzen zijn niet ontwikkeld voor gebruik in combinatie met reinigings of desinfectie systemen. De lenzen dienen te worden weggegooid na gebruik. Begin elke draagperiode met een frisse nieuwe lens.

Contra-indicaties

Indien u ACUVUE® contactlenzen gebruikt voor het corrigeren van uw gezichtsscherpte, dient u deze lenzen niet te gebruiken indien er sprake is van een van de volgende condities:

- Een ontsteking of infectie in of rondom het oog of de oogleden.
- Elke oogziekte, verwonding of afwijking die de cornea, de conjunctiva of de oogleden betreft.
- Elke van de voorgenoemde gediagnostiseerde aandoeningen die het dragen van contactlenzen oncomfortabel maakt.
- Ernstig droog oog.
- Verminderde gevoeligheid van de cornea (corneal hypoesthesia).
- Elke systemische aandoening die het oog beïnvloed of die wordt verslechterd door het dragen van contactlenzen.
- Allergische reacties van het oogoppervlak, die kunnen worden geïnduceerd of verhevigt door het dragen of het gebruik van contactlensvloeistoffen.
- Een allergie voor een bestanddeel, zoals kwik of thiomersal, in een vloeistof die wordt gebruikt voor het onderhoud van uw contactlenzen.

- Elke actieve cornea infectie (bacterieel, schimmel, protozoa of viraal).
- Als uw ogen rood worden of geïrriteerd raken.

Waarschuwingen – wat u moet weten over het dragen van contactlenzen

Het is van groot belang dat u de aanwijzingen van uw contactlensspecialist voor het juiste gebruik van uw contact-lenzen opvolgt. Neem de volgende waarschuwingen met betrekking tot het dragen van contactlenzen in acht:

- ACUVUE® daglenzen worden voorgeschreven voor dagelijks gebruik en voor eenmalig gebruik. Studies hebben aangetoond dat daglenzen het risico op sommige complicaties reduceren, inclusief discomfort en ontstekingen die zijn gerelateerd aan de verzorging en het hanteren van contactlenzen. Het hergebruiken van daglenzen kan resulteren in een groter risico op het krijgen van dergelijke problemen.
- Problemen met contactlenzen of producten voor het onderhoud van contactlenzen kunnen ernstige schade aan de ogen veroorzaken. Houd er rekening mee dat het voor een veilig gebruik van contactlenzen en producten voor het onderhoud daarvan, inclusief lenshouders, essentieel is om deze producten op de juiste manier te gebruiken en te verzorgen†.
- Oogproblemen, met inbegrip van hoornvliesontsteking, kunnen zich in rap tempo ontwikkelen en kunnen leiden tot vermindering van het gezichtsvermogen.
- Uit onderzoeksresultaten blijkt dat het risico op ulceratieve keratitis groter is bij EW-dragers dan bij DW-dragers.
- Bij DW-dragers die hun lenzen 's nachts inhouden (en daarmee afwijken van de goedgekeurde indicatie), is het risico op ulceratieve keratitis groter dan bij dragers die de lenzen niet 's nachts inhouden.
- Het risico op ulceratieve keratitis kan in het algemeen worden verminderd door de richtlijnen voor het verzorgen van de lenzen nauwkeurig te volgen, met inbegrip van het schoonmaken van de lenshouder.

† New England Journal of Medicine, 21 september 1989, 321 (12), pp. 773-783.

- Uit onderzoeksresultaten blijkt dat het risico op ulceratieve keratitis groter is bij dragers die roken dan bij niet-rokers.
- Indien uw lenzen oncomfortabel voelen, uw ogen excessief tranen, uw gezichtsscherpte veranderd, uw ogen rood worden of u andere problemen ervaart, dient u uw lenzen direct uit te nemen en direct contact op te nemen met uw contactlensspecialist.
- Het wordt aanbevolen dat u uw ogen regelmatig laat controleren door uw contactlensspecialist, zoals deze dat heeft aanbevolen.
- Zorg ervoor dat contactlenzen niet in contact komen met water tijdens zwemmen, andere watersporten, baden of douchen omdat dit het risico verhoogt op een ernstige ooginfectie veroorzaakt door micro-organismen die kunnen leiden tot het verlies van het gezichtsvermogen. Indien lenzen in contact zijn gekomen met water, dienen deze te worden vervangen door een nieuw paar. De oogzorgspecialist dient te worden geraadpleegd voor adviezen met betrekking tot het dragen van contactlenzen bij activiteiten waarbij water is betrokken.

Bijwerkingen

Denkt u erom dat de volgende problemen kunnen ontstaan bij het dragen van contactlenzen.

- Uw ogen kunnen branderig aanvoelen, steken en/of prikken.
- Er kan sprake zijn van verminderd comfort in vergelijking met toen de lens voor het eerst op het oog werd geplaatst.
- U kunt het gevoel hebben dat er iets in uw oog zit.
- Er bestaat een kans op tijdelijke problemen als gevolg van perifere infiltraten, perifere cornea ulcers en cornea erosie. Er bestaat een kans op andere fysiologische verschijnselen, zoals lokaal of algemeen cornea oedeem, corneale neovascularisatie, corneale staining, vaatinjectie, trasale afwijkingen, iritis en conjunctivitis, sommige hiervan zijn klinisch acceptabel en komen weinig voor.
- Er kan sprake zijn van excessief tranen, ongewone afscheiding uit het oog of roodheid van het oog.
- Slecht zicht, wazig zicht, regenbogen of halo's rondom objecten, gevoeligheid voor licht (fotofobie) of droge ogen kunnen ook optreden als u uw lenzen continue of te lang draagt.

Veiligheidscontrole

Voer ten minste eenmaal daags een eenvoudig zelfonderzoek uit.

Vraag uzelf:

1. Hoe voelen de lenzen aan?
2. Hoe zien mijn ogen eruit?
3. Kan ik nog steeds goed zien?

Neem uw lens onmiddellijk uit als u een van de volgende problemen ervaart:

- Jeuk, branderig gevoel of steken in het oog.
- Het gevoel dat u iets in uw oog hebt.
- Waterige ogen, ongewone afscheiding uit het oog of rode ogen.
- Wazig zicht, regenbogen of halo's rond voorwerpen. Als u uw lenzen voortdurend of te lang draagt, kunt u last krijgen van droge ogen.
- De lens voelt minder prettig aan dan toen u deze in deed.

Als het onprettige gevoel of probleem verdwijnt wanneer u de lens uitneemt, moet u deze zorgvuldig controleren op beschadiging, vuil of deeltjes die er niet thuishoren. Gooi de lens weg en doe een nieuwe in.

Als het probleem aanhoudt, moet u de nieuwe lens verwijderen en onmiddellijk contact opnemen met uw contactlensspecialist.

De bovenstaande symptomen kunnen allemaal duiden op een ernstige aandoening, zoals een infectie, een cornea-ulcer, neovascularisatie of iritis. Onmiddellijke diagnose en behandeling zijn essentieel om ernstige beschadiging van uw ogen te vermijden.

**ONTHOUD: SYMPTOMEN ZIJN WAARSCHUWINGSSIGNALLEN.
NEEM UW LENZEN IN GEVAL VAN TWIJFEL UIT.**

Een schone handelswijze

De lens prepareren voor het indoen

Hygiëne is het allerbelangrijkste aspect bij de zorg voor uw contactlenzen.

Behandel uw lenzen altijd met een hoge mate van hygiëne.


- Was uw handen altijd grondig met een milde zeep, spoel ze zorgvuldig af en droog uw handen met een pluisvrije handdoek voordat u uw lenzen aanraakt.
- Gebruik geen oliehoudende cosmetica, crèmehoudende zeep, lotion of crème voordat u uw lenzen behandelt. U kunt uw lenzen het beste indoen voordat u make-up aanbrengt. Cosmetica op waterbasis is minder schadelijk voor ooglenzen dan cosmetica op oliebasis.
- Houd uw ogen dicht wanneer u haarspray of andere spuitbussen gebruikt.
- Houd u altijd aan de instructies in dit boekje en eventuele adviezen van de contactlensspecialist met betrekking tot de juiste behandeling, het indoen, het verwijderen en het gebruik van de lenzen.
- Draag lenzen nooit langer dan de voorgeschreven periode.

De verpakking van de lens

Open de verpakking door de flap aan de voorzijde omhoog te trekken en het zegel te verbreken.

Elke lens bevindt zich in een eigen verpakking, speciaal ontwikkeld om de lens steriel te houden. U kunt de verpakking weer sluiten om deze te bewaren door de flap weer in te stoppen.

Elke lens wordt geleverd in een afzonderlijke steriele blisterverpakking, waarbij de lens in een steriele verpakkingsoplossing is ondergedompeld.

NIET GEBRUIKEN als de steriele blisterverpakking is geopend of beschadigd, of de vermelde houdbaarheidsdatum is verstreken .

Open de verpakking van de afzonderlijke lens als volgt:

1. Scheur een lensverpakking met één lens van de strip. Let op dat u het zegel van de verpakking van de andere lenzen niet breekt.
2. Schud de verpakking zodat de lens vrij in de oplossing drijft.
3. Pel de folie af. Soms blijft de lens plakken tegen de binnenkant van de folie of van de verpakking zelf. Dit heeft geen gevolgen voor de steriliteit van de lens. U kunt deze gewoon gebruiken.
4. Hanteer uw lenzen zorgvuldig met uw vingertoppen en pas op dat u deze niet beschadigt met uw vingernagels. Het helpt als u deze glad en kort zijn.
5. Neem de lens voorzichtig uit door deze langs de rand van de verpakking uit de verpakking te lichten. GEEN pincet of ander hulpmiddel gebruiken.

Het inzetten van uw lenzen

Voorkom vergissingen door de gewoonte aan te houden altijd eerst de lens in uw rechteroog te plaatsen.

Controleer voordat u de lens indoet of de lens vrij is van vouwen en scheuren. Als de lens beschadigd lijkt, gooit u hem weg en gebruikt u de volgende lens.

Controleer dat de lens niet binnenstebuiten is gekeerd.

Plaats de lens op uw vingertop en controleer het profiel. De lens zou een natuurlijk, afgerond, schaalvormig model moeten aannemen. Als de randen van de lens naar buiten neigen, is de lens binnenstebuiten. Een andere methode is de lens zachtjes tussen duim en wijsvinger te drukken. De randen zouden naar middel moeten wijzen. Als de lens binnenstebuiten is, wijzen de randen iets naar buiten.



✓ Juist



✗ Onjuist

Of

Plaats de lens op de punt van uw wijsvinger en kijk op de lens naar de cijfers 123. 1-2-3 duidt erop dat de lens in de juiste richting ligt, terwijl een omgekeerde 1-2-3 aangeeft dat de lens binnenstebuiten is. Als de lens binnenstebuiten ligt (omgekeerde 1-2-3), keert u de lens om en kijkt u nogmaals op de lens naar de cijfers om te bevestigen dat de lens in de juiste richting ligt. Zie **Tabel 1** voor de producten die zijn voorzien van de 123-binnenstebuitenindicator.

Opmerking:

Gebruik als u de lens wilt afspoelen voordat u deze in uw oog doet uitsluitend een verse, steriele spoeloplossing, aanbevolen door uw contactlensspecialist.

NOOIT KRAANWATER GEBRUIKEN.

De lens op uw oog plaatsen

1. Begin altijd met uw rechteroog. Plaats de lens, nadat u hebt gecontroleerd dat deze niet binnenstebuiten ligt, op de top van uw wijsvinger.
2. Plaats de middelvinger van dezelfde hand dicht bij uw onderste wimpers en trek uw onderste ooglid omlaag.
3. Trek met de wijsvinger of middelvinger van de andere hand uw bovenste ooglid omhoog en plaats de lens op het oog.



4. Laat de beide oogleden los en knipper uw oog.
5. Herhaal deze stappen voor de linkerlens.

Er zijn andere methoden om een lens in te brengen. Als de bovenstaande methode voor u te moeilijk is, kan uw contactlensspecialist een alternatief bieden.

De lens centreren

Doorgaans centreert de lens zichzelf automatisch op het midden van uw oog en verschuift tijdens het dragen zelden van zijn plaats naar het wit van uw oog. Het zou echter kunnen gebeuren als het indoen en uitnemen niet goed worden uitgevoerd. U kunt de lens als volgt centreren:

- a. Sluit uw oogleden en masseer de lens zachtjes op zijn plaats door het gesloten ooglid.

Of

- b. Verplaats de uit het midden geraakte lens naar het midden van uw oog door met uw vinger op de rand van het bovenste of onderste ooglid te drukken.

Opmerking:

Als uw zicht wazig is nadat u de lens hebt ingebracht, controleert u het volgende:

- Misschien ligt de lens niet midden op het oog. Raadpleeg de bovenstaande instructies.
- Als de lens wel op de juiste plaats ligt, moet u de lens verwijderen en het volgende controleren:
 - a. Cosmetics of olie op de lens. Gooi de lens weg en doe een nieuwe in.
 - b. Misschien hebt u de lens in uw verkeerde oog gedaan.
 - c. Misschien hebt u de lens binnenstebuiten ingebracht, waardoor de lens ook minder comfortabel aanvoelt dan gewoonlijk.

Het verzorgen van een plakkende (niet-bewegende) lens

Als een lens aan uw oog blijft plakken, kan de contactlensspecialist u een spoel- of bevochtigingsoplossing voorschrijven. Op deze manier kunt u uw lenzen bevochtigen terwijl u ze draagt, voor meer draagcomfort.

Breng een paar druppels aan en wacht totdat de lens weer vrij op het oog begint te bewegen. Als dit het probleem niet oplost **ONMIDDELIJK** contact opnemen met uw contactlensspecialist.



Het verzorgen van een uitgedroogde (gedehydrateerde) contactlens

Als een ACUVUE®-contactlens niet op het oog ligt en langere tijd aan de lucht wordt blootgesteld, kan het oppervlak droog en geleidelijk broos worden. Vervang de contactlens in dat geval door een nieuwe.

Uw lenzen uitnemen

Neem altijd dezelfde lens als eerste uit.

Was, spoel en droog uw handen grondig af en houd u aan dezelfde regels voor hygiëne als beschreven onder “een schone handelswijze”.

Let op:

Controleer altijd of de lens op het midden van uw oog ligt voordat u probeert deze te verwijderen.

U kunt dit bepalen door uw andere oog te bedekken en als uw zicht wazig is, bevindt de lens zich op het wit van uw ogen of zit deze helemaal niet in uw oog. Probeer de lens te vinden. Bekijk eerst het bovenste deel van het oog door omlaag te kijken in de spiegel terwijl u het bovenste ooglid omhoog houdt. Bekijk vervolgens het onderste gedeelte door het onderste ooglid omlaag te trekken.

Wanneer u de lens hebt gevonden, kunt u de lens verwijderen door middel van de kneepmethode of een andere door uw contactlens-specialist aanbevolen methode.

De knijpmethode

1. Kijk omhoog en schuif de lens met uw wijsvinger omlaag naar het wit van uw oog.
2. Pak de lens voorzichtig vast tussen duim en wijsvinger en verwijder de lens.



In het geval dat uw lenzen op zijn

Het is belangrijk altijd te controleren of u voldoende lenzen in huis hebt. Bestel uw nieuwe lenzen tijdig bij uw oogspecialist zodat u voldoende tijd hebt om ze op te halen bij uw contactlens-specialist, voordat uw lenzen opraken.

Aangezien ACUVUE®-contactlenzen worden aanbevolen voor gebruik als daglenzen voor eenmalig gebruik, hebt u als u de lenzen op deze wijze gebruikt geen producten voor lensverzorging nodig (afgezien van spoeloplossing of bevochtigingsoplossing).

Als u door een of andere oorzaak zonder lenzen komt te zitten, raden we u aan een bril te dragen.

Ook al geeft u de voorkeur aan ACUVUE®-contactlenzen voor uw gezichtscorrectie, is het voor alle contactlensdragers van groot belang een bril achter de hand te hebben.

Instructies voor de Presbyope drager (Monovision en Multifocaal)

Als uw contactlensspecialist uitlegt dat u monovision-correctie of een multifocale correctie nodig hebt, moet u rekening houden met het volgende:

Net als bij andere typen lenscorrectie, zult u mogelijk een compromis moeten sluiten.

In sommige gevallen kunnen monovision-lenzen en multifocale lenzen de scherpte en diepte van het zicht verminderen bij onderwerpen die zich dichtbij of veraf bevinden. Sommige dragers hebben moeite om hieraan te wennen.

Symptomen als licht wazig en wisselend zicht kunnen van korte duur zijn of enkele weken aanhouden, terwijl uw ogen proberen zich aan te passen. Hoe langer de symptomen aanhouden, des te kleiner wordt de kans op een geslaagde aanpassing.

Tijdens deze periode is het raadzaam deze lenzen alleen te dragen in vertrouwde situaties waarin geen grote eisen aan uw gezichtsvermogen worden gesteld. Zolang uw ogen zich nog niet hebben aangepast is het bijvoorbeeld raadzaam geen auto te besturen.

Sommige lensdragers moeten misschien een bril over hun lenzen dragen om een zo helder mogelijk zicht te hebben tijdens het uitvoeren van belangrijke taken.

- In sommige gevallen zullen dragers zich nooit helemaal op hun gemak voelen in slechte lichtomstandigheden, zoals tijdens het rijden in het donker. Als dit gebeurt is het mogelijk aanvullende lenzen voor te schrijven, zodat beide ogen kunnen worden gecorrigeerd wanneer een scherper zicht op afstand vereist is.
- De beslissing om u monovision-lenzen of multifocale lenzen aan te laten meten moet altijd worden genomen na zorgvuldig overleg met een contactlensspecialist.
- Volg altijd de adviezen op die u krijgt voor aanpassing aan monovision-lenzen of multifocale lenzen. Overleg altijd over alle zorgen of problemen die u mogelijk hebt tijdens en na de aanpassingsperiode.

Overige belangrijke informatie

Voorzorgsmaatregelen

- Vergewis u voor het verlaten van uw contactlensspecialist ervan dat u in staat bent uw lenzen uit te nemen.
- Raak uw lenzen NIET aan met uw vingers of handen indien deze niet geheel schoon zijn, omdat kleine beschadigingen kunnen ontstaan die niet helder zicht en/of beschadigingen van uw oog kunnen veroorzaken.
- Behandel uw lenzen altijd zorgvuldig en vermijd deze te laten vallen.
- Verwijder uw lenzen onmiddellijk als uw ogen rood of geïrriteerd worden.
- Laat uw dokter weten dat u contactlenzen draagt.
- Overleg altijd met uw contactlensspecialist voordat u oogdruppels gebruikt.
- Als u lenzen draagt die de kleur van uw ogen veranderen, kunt u mogelijk tijdelijke veranderingen waarnemen in uw gezichtsscherpte door de aanwezigheid van de kleur in de lens, in het bijzonder in licht arme situaties. Als deze verschillen in de gezichtsscherpte blijven aanhouden bij het dragen van 1-DAY ACUVUE® DEFINE™ lenzen met LACREON®, is het van belang om uw contactlensspecialisten te raadplegen.
- Sommige medicijnen, zoals antihistaminica, decongestiva, diuretica, spierverslappers, kalmerende middelen en medicijnen tegen zee-, lucht- of wagenziekte, kunnen droge ogen veroorzaken, ervoor zorgen dat de drager zich meer bewust is van de contactlenzen of het zicht vertroebelen. raadpleeg in geval van problemen onmiddellijk een arts.
- Als chemicaliën in uw ogen terechtkomen: **DE OGEN ONMIDDELIJK UITSPOELEN MET KRAANWATER. ONMIDDELIJK CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTLENSPECIALIST OF NAAR DE AFDELING EERSTE HULP VAN HET DICHTSTBIJZIJNDE ZIEKENHUIS GAAN.**
- Bij gebruikers van orale anticonceptiemiddelen kunnen zich veranderingen in het gezichtsvermogen of in de lenstolerantie voordoen. Uw contactlensspecialist kan u adviseren over dit probleem.

- Net als bij andere contactlenzen is het van groot belang uw ogen regelmatig na te laten kijken om uw gezichtsvermogen te beschermen.
- Laat nooit iemand anders uw lenzen dragen. Ze zijn voorgeschreven op de maat voor uw ogen en om uw zicht in de juiste mate te corrigeren. Het delen van lenzen vergroot de kans op ooginfecties aanzienlijk.
- Voor een helder en comfortabel zicht is het belangrijk dat u ACUVUE®-contactlenzen altijd draagt volgens het voorschrift van uw contactlensspecialist. Deze lenzen worden uitsluitend aanbevolen voor gebruik als daglenzen voor eenmalig gebruik. Gooi de lenzen na gebruik weg. Dit boekje dient om u aan deze instructies te herinneren.
- Houd uw contactlensspecialist op de hoogte van uw medische geschiedenis. Deze zal een lens en verzorgingssysteem aanbevelen dat op uw specifieke behoeften is afgestemd.
- Vermijd schadelijke of irriterende dampen en rook wanneer u lenzen draagt.
- Breng uw werkgever altijd op de hoogte van het feit dat u contactlenzen draagt. Bij sommige werkzaamheden kan oogbescherming vereist zijn of is het dragen van contactlenzen wellicht niet toegestaan.
- Raadpleeg altijd uw contactlensspecialist als u vragen hebt.

Samenvatting

Net als bij alle andere typen contactlenzen zijn er basisrichtlijnen die u moet volgen om uw gezichtsvermogen te beschermen en te verbeteren.

- Volg altijd de instructies op die u hebt gekregen voor een veilig gebruik van uw contactlenzen. Regelmatige controle is noodzakelijk voor een optimaal resultaat en een gezond gezichtsvermogen op de lange duur.
- Een hoge standaard van hygiëne is essentieel voor een veilig gebruik van lenzen.
- **NOOIT** slapen met uw lenzen in – neem ze elke avond uit.
- Doe uitsluitend nieuwe, steriele lenzen in uw ogen.
- **NOOIT** kraanwater gebruiken om uw lenzen uit te spoelen.
- **NOOIT** lenzen langer dragen dan de voorgeschreven periode.
- Als u problemen ondervindt, zoals rode/geïrriteerde ogen of wazig zicht, **ONMIDDELIJK** uw lenzen uitdoen en contact opnemen met uw contactlensspecialist.
- Zorg ervoor dat u altijd een bril bij de hand hebt, zodat u nooit gedwongen bent uw lenzen te blijven dragen wanneer u ze eigenlijk uit zou moeten doen. Ook al geeft u misschien de voorkeur aan contactlenzen voor uw gezichtscorrectie, is het van groot belang een bril achter de hand te hebben.

Als drager van ACUVUE®-contactlenzen zult u al snel de voordelen ervan herkennen in vergelijking met een bril of andere contactlenzen.

Voor een optimaal resultaat is het van levensbelang dat u inziet hoe belangrijk het is deze richtlijnen op te volgen.

Draag uw lenzen alleen nadat u de adviezen van uw contactlensspecialist en in dit boekje hebt opgevolgd.

Bijwerkingen rapporteren

Meld bijwerkingen die zich voordoen tijdens het dragen van ACUVUE®-contactlenzen altijd aan uw contactlensspecialist, die deze direct aan de producent zal rapporteren.

Uw voorschrift

ACUVUE®-contactlenzen.

Rechts:

Sterkte en basiskromming (cilinder en as, indien relevant)

Links:

Sterkte en basiskromming (cilinder en as, indien relevant)

**DE VOORGESCHREVEN ACUVUE®-CONTACTLENZEN ZIJN
DAGLENZEN VOOR EENMALIG GEBRUIK.**

Raadpleeg bij vragen of twijfels altijd uw contactlensspecialist.

Adres en telefoonnummer van uw contactlensspecialist:

--

Regelmatige bezoeken aan uw contactlensspecialist zijn belangrijk voor goede en gezonde ogen.

Controlebezoeken:

1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>

Manufactured by:

Please refer to carton for site of manufacture.



Johnson & Johnson Vision Care Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida
32256
USA

IRELAND

Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland

EU Authorised Representative

Johnson & Johnson Medical Ltd
Pinewood Campus
Nine Mile Ride
Wokingham
RG40 3EW
United Kingdom

www.acuvue.com



I N 0 0 0 3 0 5

Dagelijks gebruik - Eenmalig gebruik

PIG (Dutch)

IN000305

©Johnson & Johnson Medical BV 2017.

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye®,
1-DAY ACUVUE® DEFINE™, LACREON®, ACUVUE OASYS® en Hydraluxe™
zijn handelsmerken van Johnson & Johnson Medical BV.